

# UniTab

## Une alternative supérieure à l'eau de Javel



### À propos du produit

La performance exceptionnelle de ce petit comprimé vous étonnera. UniTab est un comprimé effervescent qui désinfecte et assainit en utilisant que de l'eau. Cette alternative à l'eau de Javel est supérieure davantage pour plusieurs raisons. UniTab est conçu pour assurer un nettoyage, une désodorisation et une désinfection efficace dans les endroits où le contrôle des risques de contamination croisée est une priorité. Efficace contre une large gamme de microorganismes, y compris les spores de *C. difficile*, l'hépatite B, les Norovirus et le Parvovirus canin. Un comprimé à dose unique qui offre une solution de puissance précise à chaque fois sans avoir besoin de mesurer ou de deviner.

#### DIN : 02470381

- Réduction d'inventaire – un seul produit qui peut être utilisé à travers une installation
- Plus sécuritaire pour les surfaces et les équipements – ne nuira pas aux finis de planchers
- Ne tache pas les vêtements comme l'eau de Javel
- pH semblable à la peau – ne brûlera pas la peau, ce qui réduit les risques et facilite la sécurité des travailleurs
- Économies sur plusieurs niveaux : entreposage, transport, manutention et réduction de déchets
- Dosage exact à chaque fois – offre une solution de puissance précise
- Prêt à l'emploi – équipement de distribution non requis
- Facilité de formation et d'utilisation
- Durée de conservation plus longue en solution que l'eau de Javel – 1 semaine comparée à 1 journée
- Durée de conservation plus longue avant dilution que l'eau de Javel – 3 ans comparé à 6 mois
- Continue de travailler lors de la présence de matière organique (p. ex. : le sang et la saleté)
- Aucune odeur agressive chimique – le rendant moins irritant aux travailleurs, aux employés, visiteurs et occupants
- Expédition non dangereuse

### Garanties de propriétés désinfectantes

Quand il est utilisé selon les taux de dilution indiqués, UniTab est un agent d'assainissement et de désinfection efficace sur des surfaces visiblement propres, dures, non poreuses et inanimées dans les hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux et cliniques de soins médicaux et dentaires, les salles d'opération, les unités d'isolement et les installations de recherche médicale.

En suivant les directives sur l'étiquette, UniTab est prouvé comme étant efficace contre *Staphylococcus aureus*, salmonelles enterica, *Pseudomonas aeruginosa*, rhume et grippe (virus respiratoire syncytique, influenza H1N1), ainsi que des agents pathogènes transmissibles par le sang, y compris le virus de l'immunodéficience humaine Type 1 (VIH-1), le virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite B et les spores de *Clostridium difficile*.

### Taux de dilution :

Solution ppm	Comprimés	Litres d'eau
100	1	20
500	1	4
1000	1	2
2000	1	1
4000	2	1

### La grandeur d'une pièce de dix cents



Sur la liste de Santé Canada contre COVID-19

\* Tester une petite section avant d'utiliser pour déterminer la solidité de la couleur.

### Code :

53379 (6,55 g x 120 comprimés)  
\*120 comprimés par contenant

